

OptiDisc™ | Высокоэффективный полировальный и контурирующий диск теперь выбрать еще проще!




ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

OptiDisc™

- Полупрозрачный материал обеспечивает отличную видимость рабочей зоны для особо точной шлифовки.
- Изготовлен из полиэстера, покрытого частицами оксида алюминия.
- Запатентованное покрытие мандрели для предотвращения царапин или окрашивания зубов.
- Долговечность.
- 4 размера зерен для контурирования, шлифовки, полировки и глянцевои полировки.
- Система с цветовой кодировкой позволяет легко определить соответствующий уровень абразивности в зависимости от выполняемых процедур.


OptiDisc™ Мандрели

- Запатентованное покрытие мандрели для предотвращения царапин или окрашивания зубов.
- Оптимальная передача крутящего момента на диск, отсутствие скольжения.
- Мандрели можно стерилизовать в автоклаве.
- Размеры и длины мандрелей.
- Более короткая мандрель облегчает доступ к дистальным и другим труднодоступным зонам.



Легко распознаваемая цветовая кодировка

Цветовая кодировка уровней абразивности облегчает определение размера зерен и клинического этапа.



Рабочая сторона



Нерабочая сторона



Kerr Corporation
1717 W. Collins Ave.
Orange, CA 92867 USA
1-800-KERR-123
kerrdental.com

Kerr™

Информация для оформления заказа**OptiDisc****Смешанные наборы**4200 **OptiDisc Смешанный набор 9.6мм, 12.6мм (240 штук)**

Содержит:

- Ø 9.6мм: 30/особо грубый, 30/грубый, 30/тонкий, 30/особо тонкий
- Ø 12.6мм: 30/особо грубый, 30/грубый, 30/тонкий, 30/особо тонкий
- 3 стандартные мандрели, 2 короткие мандрели, 1 OptiShine

4190 **OptiDisc Смешанный набор 15.9мм (80 штук)**

Содержит:

- Ø 15.9мм: 20/особо грубый, 20/грубый, 20/тонкий, 20/особо тонкий

4188 **OptiDisc Мини-набор 12.6мм (120 штук)**

Содержит:

- Ø 12.6мм: 30/особо грубый, 30/грубый, 30/тонкий, 30/особо тонкий
- 1 standard mandrel, 1 short mandrel, 1 OptiShine

195 **OptiDisc standard mandrel (5 штук)**196 **OptiDisc short mandrel (5 штук)****Дополнительные упаковки**

Ø 9.6мм

4197 **OptiDisc Особо грубый 9.6мм (80 штук)**4181 **OptiDisc Грубый/средний 9.6мм (100 штук)**4182 **OptiDisc Тонкий 9.6мм (100 штук)**4183 **OptiDisc Особо тонкий 9.6мм (100 штук)**

Ø 12.6мм

4198 **OptiDisc Особо грубый 12.6мм (80 штук)**4184 **OptiDisc Грубый/средний 12.6мм (100 штук)**4185 **OptiDisc Тонкий 12.6мм (100 штук)**4186 **OptiDisc Особо тонкий 12.6мм (100 штук)**

Ø 15.9мм

4199 **OptiDisc Особо грубый 15.9мм (80 штук)**4191 **OptiDisc Грубый/средний 15.9мм (100 штук)**4192 **OptiDisc Тонкий 15.9мм (100 штук)**4193 **OptiDisc Особо тонкий 15.9мм (100 штук)**

300515RU_Rev00

Прочие сопутствующие товары:**OptiStrip™**

Полоска для шлифовки и полировки

**ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Используется для шлифовки и полировки межзубных поверхностей.
- Идеально подходит для полировки прямых реставраций, включая композиты, стеклоиономеры, амальгамы, полудрагоценные и драгоценные металлы.
- Абразивные частицы имеют оптимизированную форму для уменьшения износа и сохранения остроты, обеспечивая длительную эффективность.
- Дополнительные преимущества обеспечивают более быструю процедуру шлифовки и полировки, которая предусматривает всего 2 этапа.

Информация для оформления заказа1990 **OptiStrip Смешанный набор**

Содержит: 4 x 50 OptiStrip каждого типа

Дополнительные упаковки (по 100 шт.)1991 **OptiStrip Шлифовальная полоска, 2 мм**1992 **OptiStrip Полировальная полоска, 2 мм**1993 **OptiStrip Шлифовальная полоска, 4 мм**1994 **OptiStrip Полировальная полоска, 4 мм****OptiStep™ Polisher**

Устройство для одноэтапной глянцевой полировки композита

**ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Система полировки многократного применения.
- Предназначена для композитных материалов.
- Делает поверхность более блестящей.
- Уменьшает шероховатость поверхности и удержание бактерий.
- Экономична по сравнению с традиционными процедурами.
- Различные формы.
- Автоклавирование при температуре 134 °С, многоразовое использование.
- Простой и быстрый способ применения: паста не требуется.
- Позолоченная мандрель и уникальная матрица, обеспечивающие долговечность при трении.

Информация для оформления заказа8000 **OptiStep Смешанный набор**

Содержит: 12 полиров OptiStep для композитов: 4 пламевидных насадки, 4 чашечки, 4 диска

8004 **OptiStep Смешанный мини-набор**

Содержит: 6 полиров OptiStep для композитов: 2 пламевидных насадки, 2 чашечки, 2 диска

8001 **OptiStep** 

Содержит: 12 полиров для композитов

8002 **OptiStep** 

Содержит: 12 полиров для композитов

8003 **OptiStep** 

Содержит: 12 полиров для композитов

**OptiShine™
Occlubrush™**

Полировальные щетки

**ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА****OptiShine™**

- Первая вогнутая полировальная щетка.
- Автоклавирование для нескольких единиц при температуре 134 °С, в течение не менее 3 минут. Не влияет на эффективность полировки.
- Делает поверхность более блестящей.
- Уменьшает шероховатость и удержание бактерий.

Occlubrush™

- Неразрушающая полировка окклюзионных и вогнутых поверхностей.
- Без пасты.
- Быстрее и эффективнее, чем системы с полировальной пастой.

Информация для оформления заказа

OptiShine™	упаковка из 3	из 10
	2513	2514

Occlubrush™2520 **Occlubrush Смешанный набор**

Содержит: 5 стандартных чашечек Occlubrush, 5 острых кончиков Occlubrush

Refill Packs	упаковка из 3	из 10
Occlubrush™ Стандартная чашечка	2503	2510
Occlubrush™ Малая чашечка	2504	2511
Occlubrush™ Острый кончик	2505	2512