



AB


Передовые технологии  
для дентальной имплантации



# I22

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ИМПЛАНТАТ  
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ  
НАГРУЗКИ

---



# I22

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИМПЛАНТАТ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ НАГРУЗКИ

---

### Особенности и преимущества:

- ▶ Винтовой имплантат с неагрессивной резьбой
- ▶ Трехзаходная резьба с шагом 0,9 мм
- ▶ Двойная резьба на апексе для достижения первичной стабильности
- ▶ Рекомендован для кости I и II типа
- ▶ Минимальная нагрузка при установке в кость I типа
- ▶ Трехзаходная резьба улучшает контакт имплантата с костью и сокращает время установки имплантата

### Размер: внутренний шестигранник, стандартная платформа

Диаметр (мм)	Платформа	Длина (мм)
3.75	Стандартная	8, 10, 11.5, 13, 16
4.2	Стандартная	8, 10, 11.5, 13, 16
5	Стандартная	8, 10, 11.5

---

[www.ab-dent.com](http://www.ab-dent.com)